

Therapiemanschette - Knie-Applikator zur lokalen Magnetfeldtherapie speziell für Knie und Arme.

Kurzbeschreibung

Spezial-Applikator zur vielfältigen Anwendung bei lokalen Beschwerden für Knie und Arme. Kann mit dem passend ausgewählten Programm auch bei Arthritis und rheumatischen Beschwerden angewendet werden. Extra langes Anschlusskabel zur bequemen Anwendung. Wir empfehlen die Nutzung in Kombination mit einer Magnetovital Magnetfeldtherapie-Matte.

Die Magnetovital Magnetfeldtherapie Manschette wird ähnlich wie eine Kniebandage um das Kniegelenk gelegt. Die Manschette ist mit einem Klettverschluss versehen, der die stabile Fixierung garantiert.

Wie für alle unsere Applikatoren wird zur Nutzung unser Magnetovital Steuergerät benötigt.

Pflegeleichtes, strapazierfähiges, abwaschbares Material. In verschiedenen Farben erhältlich. Da es sich um ein deutsches Produkt handelt, welches in Deutschland hergestellt wird, ist auch die Sonderanfertigung nach individuellen Maßen möglich.

Was sind Magnetfeldtherapie Applikatoren?

Applikatoren sind ganz allgemein gesprochen, Hilfsmittel zur Verwendung jedweder Art und auch unsere **MAGNETOVITAL®** Magnetfeldtherapie Applikatoren. Sie sind Hilfsmittel, die speziell für eine bestimmte Körperpartie entwickelt wurden.

Als Applikatoren bezeichnen **wir** jedes Produkt, das mit mindestens einer oder mehreren Kupferspulen versehen ist und über ein Kabel an unsere Steuergeräte angeschlossen werden kann. Unsere Applikatoren sind jeweils für einen bestimmten Anwendungsbereich entwickelt worden, um die Magnetfeldtherapie an der jeweiligen Stelle zu intensivieren.

Wann kann man Zusatz-Applikatoren verwenden?

Wenn man einen bestimmten Beschwerdepunkt eindeutig lokalisieren kann, wie etwa ein Gelenk oder einen Muskel, kann man einen zusätzlichen Magnetfeldtherapie Applikator, wie zum Beispiel am Knie, an der Hüfte oder der Schulter einsetzen. Dadurch ist es möglich mit höherer Intensität auf den betroffenen Bereich einzuwirken. Für die Behandlung mit unseren Applikatoren empfehlen wir, grundsätzlich parallel mit einer **Magnetfeldtherapiematte** zu arbeiten.

Wir weisen darauf hin, dass die Magnetfeldtherapie in ihrer therapeutischen Wirksamkeit als wissenschaftlich umstritten gilt und als "alternative Heilmethode" bezeichnet wird.