
Therapie-Kissen zur lokalen Magnetfeldtherapie.

Kurzbeschreibung

Therapiekissen 40 x 40cm mit 4 Intensivspulen, erhältlich in den Farbe blau, orange und gelb. Zur zusätzlichen Anwendung bei Beschwerden in den Händen oder an den Füßen. Auch bei Hüft- und Blasenproblemen. Wir empfehlen die Nutzung in Kombination mit einer Magnetovital Magnetfeldtherapie-Matte.

Wie für alle unsere Applikatoren wird zur Nutzung unser Magnetovital Steuergerät benötigt.

Was sind Magnetfeldtherapie Applikatoren?

Applikatoren sind ganz allgemein gesprochen, Hilfsmittel zur Verwendung jedweder Art, so auch unsere **MAGNETOVITAL®** Magnetfeldtherapie Applikatoren. Sie sind Hilfsmittel, die speziell für eine bestimmte Körperpartie entwickelt wurden.

Als Applikatoren bezeichnen **wir** jedes Produkt, das mit mindestens einer oder mehreren Kupferspulen versehen ist und über ein Kabel an unsere Steuergeräte angeschlossen werden kann. Unsere Applikatoren sind jeweils für einen bestimmten Anwendungsbereich entwickelt worden, um die Magnetfeldtherapie an der jeweiligen Stelle zu intensivieren.

Wann kann man Zusatz-Applikatoren verwenden?

Wenn man einen bestimmten Beschwerdepunkt eindeutig lokalisieren kann, wie etwa ein Gelenk oder einen Muskel, kann man einen zusätzlichen Magnetfeldtherapie Applikator, wie zum Beispiel am Knie, an der Hüfte oder der Schulter einsetzen. Dadurch ist es möglich mit höherer Intensität auf den betroffenen Bereich einzuwirken. Für die Behandlung mit unseren Applikatoren empfehlen wir, grundsätzlich parallel mit einer **Magnetfeldtherapiematte** zu arbeiten.

Wir weisen darauf hin, dass die Magnetfeldtherapie in ihrer therapeutischen Wirksamkeit als wissenschaftlich umstritten gilt und als "alternative Heilmethode" bezeichnet wird.