
Das Einstiegsmodell in die pulsierende Magnetfeldtherapie.

Der einfache Start in die Pulsierende Magnetfeldtherapie. Das komplette Startersystem 200F von **MAGNETOVITAL®**.

Das System beinhaltet das Steuergerät **MAGNETOVITAL®** 200 F inklusive Magnetfeldmatte, Steckernetzteil und Nackenkissen/Kniekehlenkissen. Das System lässt sich durch die 15 voreingestellten Therapieprogramme sehr einfach bedienen, um Ihnen den Einstieg in die Therapie so leicht wie möglich zu machen.

Der Bezug der Magnetfeldmatte und der Kissen, ist aus einem robusten Kunstlederbezug und lässt sich deshalb sehr einfach reinigen. Das Produkt wird in Deutschland hergestellt, dadurch sind wir auch in der Lage Sondermaße oder Bezüge in vielen Farben zu liefern.

Beschreibung Pulsierende Magnetfeldtherapie System 200 F

1. Das Steuergerät verfügt über 15 voreingestellte Programme.
2. Die Magnetfeldtherapie Matte ist mit einer Vielzahl von Spulen (16 Stück) bestückt. Dadurch wird ein gleichmäßiges Magnetfeld aufgebaut zur optimalen Behandlung.
3. Eine Funktionsstörung wird akustisch und visuell signalisiert.
4. Die Abschaltautomatik ist in 5 Min-Schritten einstellbar.
5. Die Abschaltung nach Ablauf des Programms wird durch einen Piepton angezeigt.
6. Das Magnetfeldtherapie System ist sowohl für die Praxis wie auch die Heimtherapie geeignet.

Lieferumfang:

- Therapiematte aus Kunstleder 180 x 65 cm (Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich)
- geprüftes 12 Volt Steckernetzteil
- Nacken/Kniekehlen-Kissen
- Bedienungsanleitung

Gerne informieren wir Sie über die Möglichkeiten und Funktionsweise. Es ist sowohl für den Privatbedarf, als auch als Praxis-System erhältlich.

Fordern Sie unser Angebot an.

Wir weisen darauf hin, dass die Magnetfeldtherapie in ihrer therapeutischen Wirksamkeit als wissenschaftlich umstritten gilt und als "alternative Heilmethode" bezeichnet wird.