

Röntgentischauflagen

Sie bekommen bei uns Röntgentischauflagen in unterschiedlichen Größen in Standard oder auf Maß gefertigt.

Anwendungsgebiet: Röntgenbereich passend für alle Röntgentische; in 1,5 oder 3 cm dicke.

Material: Mittelfester bis fester Schaumstoff, mit Mittelstrich

Bezug:

- PVC transparent, geschweißt, mit Kunststoffentlüftungsösen schwarz (nur ab 3 cm), Schaumstoff Grundfarbe grün.
- auch in PVC creme oder grau erhältlich

Standard-Größen Maße (L x B x H):

140 x 60 x 1,5 cm

180 x 60 x 1,5 cm

200 x 60 x 1,5 cm

220 x 60 x 1,5 cm

180 x 60 x 3 cm

200 x 60 x 3 cm

220 x 60 x 3 cm

Hinweis:

Bei Röntgenteilen oder Auflagen, die mit KL-Bezug oder in PUD-Beschichtung/dicht gewünscht werden, übernehmen wir keine Garantie der Strahlendurchlässigkeit!