



4.2 Röntgen- und OP-Lagerung

Röntgensortiment



Anwendungsgebiet:

Im Röntgenbereich zum Fixieren des Patienten, die unterschiedlichen Formen und Größen des Sortiments gewährleisten eine optimale Lagerung

Material:

Mittelfester Schaumstoff, völlig strahlendurchlässig

Bezug:

- Ohne Bezug
- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte

Art.-Nr.	9-teilig
680000	1 x Nr. 1, 2 x Nr.2 2 x Nr. 3, 2 x Nr.4 1 x Nr. 5, 1 x Nr.6

Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße
680003	Nr.1, Großer Dachkeil	36 x 24 x 11 cm
680017	wie 1 Großer Dachkeil	54 x 24 x 11 cm
680004	Nr.2, Mittlerer Dachkeil	18 x 24 x 11 cm
680005	Nr.3, Kleiner Dachkeil	18 x 10 x 5 cm
680006	Nr.4, Schrägkeil	24 x 18 x 6 cm
680007	Nr.5, Rechteck	24 x 18 x 3 cm
680008	Nr.6, Rechteck	24 x 18 x 5 cm

Röntgenkopfteile

Anwendungsgebiet:



Im Röntgenbereich zum Fixieren des Kopfes in verschiedenen Lagen

Material:

Mittelfester Schaumstoff, völlig strahlendurchlässig

Bezug:

- Ohne Bezug
- Nr. 9 auch in KL-weiß oder nach Farbkarte genäht, Röntgenfähigkeit kann nicht garantiert werden
- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte




Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße (L x B x H)
680011	Nr. 9, a.p. für Rückenlage	25 x 25 x 10 cm
680011-1	Nr. 9 für Rückenlage für Kinder	22 x 22 x 7 cm
680012	Nr.10, p.a. für Bauchlage	23 x 25 x 10 cm
680013	Nr. 11 für Seitenlage rechts keine Abb.	28 x 30 x 10 cm
680014	Nr.12, für Seitenlage links	28 x 30 x 10 cm
680018	Kopfring	außen Ø 18 cm, innen Ø 10 cm, H: 4 cm

4.3 Röntgen- und OP-Lagerung

Röntgenlagerungs-Ergänzungsartikel

Art.Nr.	Bezeichnung	Maße
680009	Nr. 7, Scheibe mit Loch	Ø 18/5 x 4 cm
680010	Nr. 8, Rolle	25 x Ø 10 cm
680004-1	Nr.13, Dreieck ungleichschenkelig, Schenkellänge	60 x 30 x 15 cm 24/19,5 cm
680006-1	Nr.14, Schrägkeil	28 x 18 x 8 cm
680006-2	Nr.15, Schrägkeil	28 x 18 x 10 cm
680006-3	Nr.16, Schrägkeil	24 x 36 x 6 cm
680007-1	Nr.17, Rechteck	36 x 24 x 3 cm
680008-1	Nr.18, Rechteck	36 x 24 x 5 cm
680009-1	Nr.19, Rundplatte	Ø 15 cm, H: 4 cm
680009-2	wie Nr.19, Rundplatte	Ø 22 cm, H: 5 cm
680020PU	Nr.20, Nackenunterlage	50 x 32 x 18 cm
680021PU	Nr.21, Körperstütze	40 x 30 x 18 cm
680022PU	Nr.22, Halbrolle	18 x 15 x 7,5 cm
680023PU	Nr.23, Halbrolle	36 x 15 x 7,5 cm
680024PU	Nr.24, Halbrolle	18 x 22 x 11 cm
680025PU	Nr.25, Halbrolle	36 x 22 x 11 cm



Hinweis: Bei Röntgenteilen oder Auflagen, die mit KL-Bezug oder in PUD-Beschichtung/dicht gewünscht werden, übernehmen wir keine Garantie der Strahlendurchlässigkeit!

Röntgentischauflage


Anwendungsgebiet:
Röntgenbereich

Material:
Fester Schaumstoff,
mit Mittelstrich

Bezug:

- PVC transparent, geschweißt, mit Kunststofflüftungsösen schwarz (auch in PVC creme oder grau erhältlich)

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
690003	140 x 60 x 1,5 cm
690005	180 x 60 x 1,5 cm
690006	200 x 60 x 1,5 cm
690007	220 x 60 x 1,5 cm
690013	180 x 60 x 3 cm
690014	200 x 60 x 3 cm
690015	220 x 60 x 3 cm



Hinweis: Auch andere allgemeine Lagerungsprodukte aus unserem Gesamtkatalog sind für den OP-Bereich geeignet.