

## Das komplette Powersystem 300 Professional Comfort von **MAGNETOVITAL®**

**Das System ist einfach zu bedienen und wartet mit zahlreichen Einstellmöglichkeiten auf. Mit dem "300 Professional " wird der Einstieg in die Magnetfeldtherapie zum Kinderspiel.**

Sie haben dafür die Auswahl zwischen 2 kompletten Set's, welche beliebig erweiterbar sind. Das Pulsierende Magnetfeldtherapie System 300 Professional von MAGNETOVITAL® beinhaltet das Steuergerät MAGNETOVITAL® 300 Professional inklusive 19 Spulen, Magnetfeldmatte, Steckernetzteil, Nackenkissen und ein Therapiekissen bzw. einen Therapie Halbring. Die Bedienung des Steuergerätes wird durch die 20 voreingestellten Therapieprogramme enorm vereinfacht. Der Bezug der Matte aus einem robusten Kunstlederbezug genäht ist. Dank unserer eigenen Produktion sind wir auch in der Lage Sondermaße oder Bezüge in vielen Farben herzustellen.

### Beschreibung Pulsierende Magnetfeldtherapie System 300 Comfort

1. Das Steuergerät verfügt über 20 voreingestellte Programme.
2. 10 Programmspeicherplätze zur eigenen Programmierung.
3. Die Magnetfeldtherapie Matte ist mit einer hohen Anzahl von Spulen (19 Stück) bestückt. Dadurch wird ein gleichmäßiges Magnetfeld aufgebaut zur optimalen Behandlung.
4. Eine Funktionsstörung wird akustisch und visuell signalisiert.
5. Die Abschaltautomatik ist in 5 Min-Schritten einstellbar.
6. Die Abschaltung nach Ablauf des Programms wird durch einen Piepton angezeigt.
7. Das Magnetfeldtherapie System ist sowohl für die Praxis wie auch die Heimtherapie geeignet.

### Lieferumfang:

- Steuergerät 300 professional
- Therapiematte aus Kunstleder 180 x 65 cm mit 19 Spulen
- geprüftes 12 Volt Steckernetzteil
- Therapiehalbring 35 cm zum Anschluss an die Powerbuchse
- Nackenkissen
- Bedienungsanleitung

Gerne informieren wir Sie über die Möglichkeiten und Funktionsweise. Es ist sowohl für den Privatbedarf, als auch als Praxis-System erhältlich.

Fordern Sie unser Angebot an.