

# Medizinischer OP-Mund-Nasen-Schutz FFP1

## Typ IIR nach EN14683



**Made in Germany**

**Standardfarben:** hellblau/weiß

**Beschreibung:** 3-lagige medizinische Gesichtsmasken; erhöhte Beständigkeit gegen Flüssigkeit und Aerosole. Formbarer Nasenbügel, dehnbare weiche Ohrenschlaufen; Latex- und Glasfaserfrei.  
 Grundsätzlich geeignet für medizinisches Fachpersonal im OP-Raum oder anderen medizinischen Einrichtungen mit ähnlichen Hygieneanforderungen.

**Material:** Typ IIR bedeutet höhere Beständigkeit gegen Flüssigkeiten und Aerosole

**Produktgröße:** außen hydrophob Spinnvlies blau und weiß; innen Meltblown Filter  
 ca. 175 x 95 mm für Erwachsene

**Filtrationseffizienz:** Bakterienfiltrationseffizienz (BFE)  $\geq$  98% gegen Viren und Bakterien;

**Zertifiziert nach:** CE, ISO, DIN EN14683

**Lieferzeit:** je nach Bestellmenge ca. 2-10 Tagen.

**Besonderheit:** Hygieneartikel kein Umtausch, keine Warenrückgabe  
 Verpackt zu je 50 Stück (VE) im Umkarton als Entnahmebox.  
 Mindestbestellmenge 100 Stück (2 VE).

### Preisliste Stand 11.01.2021

Abnahme-Menge	Preis je VE
2	19,99 €
20	17,99 €
200	15,99 €

Größere Mengen: Preis auf Anfrage

Alle Angaben gemäß Hersteller. Alle Preisangaben zzgl. MwSt. Für Fehler und Irrtümer keine Haftung.

Masken – Mundschutz – Hygieneartikel – OP-Bedarf