

## Mund-Nasenschutz-OP-Masken nach EN14683/FFP1



- Standardfarben:** hellblau/weiß
- Beschreibung:** OP-Masken nach EN 14683, Typ II, Bakterieneffizienz > 98%, 3-lagig, blaue Außenseite, elastische Ohrschlaufen, echtes OP-Vlies, hautfreundlich, guter Tragekomfort, für den Einmalgebrauch, unsteril.
- Ausführung:** **Typ II** Standard  
**Typ II R** zusätzlich widerstandsfähig gegen Flüssigkeitsspritzer von außen.
- Filtrationseffizienz:** > 98 %
- Lieferzeit:** Lieferung in ca. 3-10 Tagen. Je nach Versandlaufzeit
- Besonderheit:** Hygieneartikel kein Umtausch, keine Warenrückgabe;  
Verpackt zu je 50 Stück (VE) in Folie und zusätzlich im Umkarton als Entnahmebox. Mindestbestellmenge 500 Stück (10 VE).

### Preisliste Stand 03.2024

Abnahme-Menge ab	Preis p. VE
1	1,85 €
40	1,39 €

Alle Angaben gemäß Hersteller. Alle Preisangaben zzgl. MwSt. und Versandkosten. Für Fehler und Irrtümer keine Haftung. Lieferung nur solange Vorrat reicht.

**Masken – Mundschutz – Hygieneartikel – OP-Bedarf**