

MOBILE STRAHLENSCHUTZ-WÄNDE

Bewegliche Schutzwände für den flexiblen Einsatz

MAVIG bietet mobile Schutzwände aus modernen Werkstoffen in einer Vielzahl von Varianten, gerne auch individuell nach Ihren Wünschen.

Mit Ausnahme des Modells WD258 sind alle Wände mit elektrisch leitfähigen Rollen ausgestattet, um elektrostatische Aufladung zu vermeiden.



Mobile Strahlenschutz-Kanzel WD261

Die körpernahgeführte, höhenverstellbare und mobile Strahlenschutz-Kanzel dient als mobiler Röntgenschutz überall dort, wo nicht vorhandener oder unflexibler Strahlenschutz momentan Ihre Sicherheit gefährdet und Ihre Arbeitsroutine stört.

Leichtgängige, stufenlose Höhenverstellung Körpernahe Führung durch anatomisch angepasstes Design Ungehinderter Gebrauch des Fußpedals Elektrisch leitende Lenkrollen mit Bremsen (hinten) und Kabelabweisern (vorne) Langlebiges und leicht zu reinigendes Außenmaterial: MAVIG ComforTex® HPMF Breite: 635 mm / Tiefe: 562 mm

Bleigleichwert: Pb 0,50 mm

Material - Behang: ComforTex® HPMF im Dual Colour Design Mandarin/Titan

WD26105

Standard Höhe 1060 - 1360 mm Inklusive Box mit 20 sterilen Einwegabdeckungen (STEA-WD261)

WD26105-S

Kurze Version, Höhe 910 - 1210 mm Inklusive Box mit 20 sterilen Einwegabdeckungen (STEA-WD261)

STEA-WD261

20 sterile Einwegabdeckungen für Strahlenschutz-Kanzel WD261 (beide Modelle)



Mobiler Strahlenschutz WD257

Ober- und Unterkörperstrahlenschutz sind hier in einem mobilen System vereint. Der obere Teil der WD257 besteht aus einer transparenten Bleiacryl-Scheibe mit einem Pb-Wert von 0,50 mm und einer Breite von 700 mm. Der untere Teil setzt sich aus einem stabilen Stahlblech-Korpus (lackiert in der Farbe RAL 9002, grau-weiß) zusammen und bietet einen Strahlenschutz im Pb-Wert von 1,00 mm über eine Fläche von 780 x 950 mm (BxH).

Dank Federunterstützung ist die Schutzscheibe leichtgängig stufenlos höhenverstellbar von 1150 mm (min. Wandhöhe) bis 1880 mm (max. Schutzhöhe) und lässt sich fast vollständig in den Stahlblech-Korpus einfahren. Die Modellvariante WD2572 verfügt zusätzlich über eine

Zubehörschiene für Equipment bis maximal 4,0 kg Gesamtgewicht

WD2571

Breite: 700 mm, Gesamthöhe: 1150 - 1880 mm

WD25720

wie WD2571, jedoch mit zusätzlicher Schiene (Profil 7,7 x 25 mm) für Zubehör mit maximal 4,0 kg Gesamtgewicht

WD25721

wie WD2571, jedoch mit zusätzlicher Schiene (Profil 9 x 25 mm) für Zubehör mit maximal 4,0 kg Gesamtgewicht

WD25722

wie WD2571, jedoch mit zusätzlicher Schiene (Profil 10 x 25 mm) für Zubehör mit maximal 4,0 kg Gesamtgewicht



Mobile Strahlenschutzwände WD302 und WD304

mit höhenverstellbarer Scheibe, so dass sie sich durch den Formausschnitt leicht über dem Patientenkorpus platzieren lassen. Sekundärstrahlung, die aus dem Patientenkörper austritt, kann damit stets wirksam abgeschirmt werden. Abmaße Korpus (Pb 1,00 mm) inkl. Laufrollen:

Breite 780 mm, Höhe 780 mm, Acryl-Scheibe (Pb 0,50 mm): Breite 700/1100 mm, Seitliche Kantenverstärkung für erhöhte Sicherheit, Wandhöhe gesamt: 1430 bis 1900 mm, WD3041 mit zusätzlichen Lamellenschutz (Pb 0,50 mm):

Breite 500 mm, Höhe 640 mm.

WD3021

Mobiler Strahlenschutz mit Korpus aus Stahlblech (Pb 1,00 mm), Breite: 780 mm, Höhe: 780 mm Höhenverstellbare Blei-Acrylscheibe mit Körperformausschnitt (Pb 0,50 mm), Breite: 700 / 1100 mm, Gesamthöhe: 1430 - 1900 mm

WD3041

wie W3021, jedoch mit seitlichem Untertischschutz aus sich überlappenden Schutzlamellen (Pb 0,50 mm), Breite: 500 mm

E-WD304B02

Seitliche Untertischschutz-Erweiterung von WD3021 auf WD3041



WD204 – Mobile Strahlenschutz-Wand

Das Arbeiten in strahlenexponierten Umgebungen erfordert einen angemessenen Schutz. Dafür vereint die mobile Schutzwand WD204 Ober- und Unterkörperschutz in einem Produkt. Die mobile Schutzwand WD204, erhältlich in verschiedenen Breiten, besteht aus einem Oberteil mit transparentem Bleiglas und einem unteren Schutzteil in Leichtbau-Aluminium-Konstruktion Pb0,50 mm. MAVIG bietet die mobile Schutzwand WD204 mit einem Bleigleichwert von Pb 0,50 mm oder Pb 2,00 mm an. Das Fenster hat immer einen Bleigleichwert von Pb 2,00 mm

- WD204-0507** Maße: 1940 x 700 mm (H x B), Gesamthöhe: 1950 mm und mit Bleiglas-Fenster (Pb 2,00 mm), Maße Sichtöffnung: 460 x 360 mm (H x B)
- WD204-0508** wie WD204-0507, aber Breite: 800 mm
- WD204-0509** wie WD204-0507, aber Breite: 900 mm, Bleiglas-Fenster 460 x 460 mm (H x B)
- WD204-0510** wie WD204-0507, aber Breite: 1000 mm, Bleiglas-Fenster 460 x 460 mm (H x B)
- WD204-0511** wie WD204-0507, aber Breite: 1100 mm, Bleiglas-Fenster 460 x 460 mm (H x B)
- WD204-0512** wie WD204-0507, aber Breite: 1200 mm, Bleiglas-Fenster 460 x 560 mm (H x B)
- WD204-0513** wie WD204-0507, aber Breite: 1300 mm, Bleiglas-Fenster 460 x 560 mm (H x B)
- WD204-0514** wie WD204-0507, aber Breite: 1400 mm, Bleiglas-Fenster 460 x 560 mm (H x B)
- WD204-0515** wie WD204-0507, aber Breite: 1500 mm, Bleiglas-Fenster 460 x 560 mm (H x B)
- WD204-0516** wie WD204-0507, aber Breite: 1600 mm, Bleiglas-Fenster 460 x 560 mm (H x B)
- WD204-2007** wie WD204-0507, aber Bleigleichwert Wand Pb 2,00 mm
- WD204-2008** wie WD204-0508, aber Bleigleichwert Wand Pb 2,00 mm
- WD204-2009** wie WD204-0509, aber Bleigleichwert Wand Pb 2,00 mm
- WD204-2010** wie WD204-0510, aber Bleigleichwert Wand Pb 2,00 mm
- WD204-2011** wie WD204-0511, aber Bleigleichwert Wand Pb 2,00 mm
- WD204-2012** wie WD204-0512, aber Bleigleichwert Wand Pb 2,00 mm
- WD204-2013** wie WD204-0513, aber Bleigleichwert Wand Pb 2,00 mm
- WD204-2014** wie WD204-0514, aber Bleigleichwert Wand Pb 2,00 mm
- WD204-2015** wie WD204-0515, aber Bleigleichwert Wand Pb 2,00 mm
- WD204-2016** wie WD204-0516, aber Bleigleichwert Wand Pb 2,00 mm



WD504 – Großflächige Bleiglas-Scheibe

Die WD504, erhältlich in verschiedenen Breiten, mit der großflächigen Bleiglas-Scheibe ermöglicht ein Maximum an Schutz bei einer freien Sicht für das Personal. Angepasst auf Ihre Bedürfnisse bietet MAVIG die mobile Schutzwand WD504 in zwei unterschiedlichen Bleigleichwerten, Pb 0,50 mm oder Pb 2,00 mm, an. Das Fenster hat immer einen Bleigleichwert von Pb 2,00 mm. Mobile Schutzwand in Leichtbau-Aluminium-Konstruktion

- WD504-0507** ,Pb 0,50 mm, Maße: 1928 x 724 mm (H x B), Gesamthöhe: 1950 mm und mit Bleiglas-Fenster (Pb 2,00 mm), Maße Sichtöffnung: 785 x 580 mm (H x B),
- WD504-0508** wie WD504-0507, aber Breite: 824 mm, Bleiglas-Fenster 785 x 680 mm (H x B)
- WD504-0509** wie WD504-0507, aber Breite: 924 mm, Bleiglas-Fenster 785 x 780 mm (H x B)
- WD504-0510** wie WD504-0507, aber Breite: 1024 mm, Bleiglas-Fenster 785 x 880 mm (H x B)
- WD504-0511** wie WD504-0507, aber Breite: 1124 mm, Bleiglas-Fenster 785 x 980 mm (H x B)
- WD504-0512** wie WD504-0507, aber Breite: 1224 mm, Bleiglas-Fenster 785 x 1080 mm (H x B)
- WD504-0513** wie WD504-0507, aber Breite: 1324 mm, Bleiglas-Fenster 785 x 1180 mm (H x B)
- WD504-0514** wie WD504-0507, aber Breite: 1424 mm, Bleiglas-Fenster 785 x 1280 mm (H x B)
- WD504-0515** wie WD504-0507, aber Breite: 1524 mm, Bleiglas-Fenster 785 x 1380 mm (H x B)
- WD504-0516** wie WD504-0507, aber Breite: 1624 mm, Bleiglas-Fenster 785 x 1480 mm (H x B)
- WD504-2007** wie WD504-0507, aber Bleigleichwert Wand Pb 2,00 mm
- WD504-2008** wie WD504-0508, aber Bleigleichwert Wand Pb 2,00 mm
- WD504-2009** wie WD504-0509, aber Bleigleichwert Wand Pb 2,00 mm
- WD504-2010** wie WD504-0510, aber Bleigleichwert Wand Pb 2,00 mm
- WD504-2011** wie WD504-0511, aber Bleigleichwert Wand Pb 2,00 mm
- WD504-2012** wie WD504-0512, aber Bleigleichwert Wand Pb 2,00 mm
- WD504-2013** wie WD504-0513, aber Bleigleichwert Wand Pb 2,00 mm
- WD504-2014** wie WD504-0514, aber Bleigleichwert Wand Pb 2,00 mm
- WD504-2015** wie WD504-0515, aber Bleigleichwert Wand Pb 2,00 mm
- WD504-2016** wie WD504-0516, aber Bleigleichwert Wand Pb 2,00 mm