

NOBAPROTECT® FFP -Atemschutzmasken



Latexfreie FFP-Atemschutzmaske. Schützt den Anwender vor festen und nicht verdampfbaren flüssigen Partikeln. Atemschutzmaske ohne Ventil. Bei der Schutzstufe FFP 2 werden mind. 94% des Aerosols zurückgehalten. Die Produkte sind für eine Schicht vorgesehen. Entspricht den Vorgaben der EN 149:2001+A1:2009. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Standardfarbe: Weiß

Zertifiziert nach: EN149:2001 + A1:2009 FFP2, CE Zertifizierung

Ausführung: für medizinische und nicht medizinische Zwecke (Industrie)
 Verpackungseinheit 20 Stück.

Lieferzeit: 3-10 Arbeitstage je nach Versandlaufzeit

Besonderheit: Hygieneartikel kein Umtausch, keine Warenrückgabe.
 Mindestbestellmenge 100 Stück (5 VE)

Preisliste Stand 24.03.2021

Abnahme-Menge VE	Preis je VE (20 St.)
1	13,00 €
20	9,99 €

Alle Angaben gemäß Hersteller. Alle Preisangaben zzgl. MwSt. Für Fehler und Irrtümer keine Haftung.
 Lieferung nur solange Vorrat reicht.

Masken – Mundschutz – Hygieneartikel – OP-Bedarf