



Für Sie und Ihre Kollegen...

Rego Silver Line Mund-Nasen-Maske wiederverwendbar

Material: Polyester mit Baumwolleinlage.

In den Farben: Smaragdgrün, Himmelblau, Bordeauxrot, Marineblau

Eigenschaften:

Das Polyester-Material besteht zum Teil aus reinen Silberfäden, wirkt antibakteriell, dies ist auch vom Prüfinstitut OPMG bestätigt, das Material ist antistatisch, geruchshemmend, thermoregulierend und wasserabweisend.

BFE (Bakterien-Effizienz) > 80 % getestet durch Hohenstein und EKOTEKS Institut.

Wissenschaftliche Studien besagen, dass Silberionen Krankheitserreger u. a. umhüllte Viren zerstören können.

Die Baumwolleinlage verleiht einen zusätzlichen Tragekomfort und absorbiert die Atemfeuchtigkeit.

Individuelle Passform durch verstellbare Gummischlaufen für mehr Komfort im Alltag.

Die Imprägnierung auf einer Seite bewirkt, dass das Material wasserundurchlässig und begrenzt luftdurchlässig ist.

Alle physikalischen Eigenschaften des Materials wurden vom Hersteller nach Europäischen Normen getestet. Die Maske ist mehrmals verwendbar und kann bis 60°C gewaschen werden.

Hergestellt in Deutschland.

Incl. Pflege- und Anwendungsanleitung

Variante 1:

Mund-Nasen-Maske gerade mit Falten, eingearbeitetem Nasenbogen, verstellbare Gummischlaufen.

Artikelnummer: SLMTG00X – (sofort)

Variante 2:

Mund-Nasen-Maske gerade mit Falten, zum Binden mit zwei Paar Bändern incl. Nasenklemme. Artikelnummer: SLMTBOOX - (Lieferzeit ca. 2-4 Wochen)

Das Produkt ist nach dem neusten Stand der Technik ausgeführt und entspricht den derzeit geltenden Normen und Prüfrichtlinien.

Durch die ständige Weiterentwicklung können die Abbildungen geringfügig abweichen. Technische Änderungen vorbehalten.

Die Mund-Nasen-Masken sind keine PSA! Sie dient vor allem dem Fremdschutz und kann das direkte Auftreffen von größeren Tröpfchen des Gegenübers auf Mund- und Nasenpartie des Trägers verhindern. Es wird für Sie einzeln hergestellt. Hygiene-Artikel vom Umtausch und Rückgabe ausgeschlossen.

10-er Pck.	€ 129,50
Auch einzeln erhältlich je Stck.	€ 14,95

Alle Angaben des Herstellers. Für Fehler und Irrtümer keine Haftung. Alle Preisangaben zzgl. MwSt. und Versandkosten.



Masken – Mundschutz – Hygieneartikel – OP-Bedarf